

Dr. med. Agnes Ebner (LANR: 121234504)  
Dr. med. Theo Schmid (LANR: 991234502)  
Fachärzte für Allgemeinmedizin  
Mühlbaurstr. 16  
81677 München  
Tel.: 089/456789-0  
Fax.: 089/456789-3  
email: [ebnerschmid@info.de](mailto:ebnerschmid@info.de)  
BSNR: 639912300

Sprechzeiten: Mo-Sa: 08:00-12:00 Uhr  
Mo-Mi u. Fr: 14:00-18:00 Uhr  
Do: 14:00-20:00 Uhr

#### Bankverbindung:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank IBAN: DE17700906060009119229 BIC: DAAEDED1006

Die Ärzte haben alle erforderlichen Genehmigungen und Zusatzbezeichnungen.

**Patientin:** Elke Sommer (geb. am 20. August 19..), (39 Jahre),  
Sonnenstraße 11, 80469 München, Tel.: 089 1928374,  
versichert bei AOK, Mitglied, Versicherungsnummer 347654492

Entfernung zur Praxis 6 km, bisher kein Hausarzt

Die Patientin kommt zum 1. Mal in der Praxis. Sie ist gebührenpflichtig, in keinem Hausarztmodell und in keinem DMP. Dauerdiagnose: **Hypothyreose seit 6 Monaten**

Sie sind für die komplette Abwicklung des Falls zuständig, soweit nicht anders angegeben. Davon ausgenommen sind dem Arzt vorbehalten, nicht delegierbare Leistungen.

#### **Handlungssituation:**

Frau Elke Sommer erscheint wie vereinbart nüchtern zur Gesundheitsuntersuchung. **Dr. Schmid untersucht die Patientin und überprüft den Impfpass.** Da die letzte Tetanusimpfung mehr als 10 Jahre zurückliegt, sollen Sie eine Auffrischimpfung (in Kombination mit Diphtherie und Pertussis) durchführen. Außerdem sollen Sie ein Rezept über Euthyrox 75 µg Tabletten 100 Stück vorbereiten.

Kurz nach der von Ihnen durchgeführten i.v. Blutentnahme und Impfung sehen Sie, dass Frau Sommer auf dem Weg zur Toilette kollabiert.

Der Patientin geht es schnell wieder besser. **Ihre Kollegin übernimmt den Blutversand für die bei der Gesundheitsuntersuchung geforderten Laborwerte und die notwendige Urinuntersuchung.**

**Mit der Patientin vereinbaren Sie einen Termin in drei Tagen zur Besprechung der Ergebnisse der Gesundheitsuntersuchung. Danach verlässt diese die Praxis.**

**Sie sollen eine Qualitätskontrolle am Blutzuckermessgerät durchführen.**

Anschließend kontrollieren Sie den Wareneingang der letzten Tage. Als Sie die vorgestern gelieferte Tonerkartusche für den Drucker auspacken, erkennen Sie daran einen Riss. Sie reklamieren telefonisch.

Stand: März 2020

(Bausteine: K01-V41b-V44-404-102-504-106-420-890-603-V43c-K37-751-750-851-K28)