

## Lösung Demenz

K01

<b>K01</b>	Patientenempfang (zum vereinbarten Termin)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Begrüßung (eigene Vorstellung bei neuen Patienten)</li><li>- korrekte, dem Alter entsprechende Ansprache</li><li>- Grund des Praxisbesuchs ansprechen</li><li>- nächsten Schritt einleiten (z. B. in Wartezone schicken, Notfall erkennen)</li></ul>
------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101

<b>101</b>	Blutdruckmessung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Patient muss 3-5 min am Platz sitzen</li><li>- Arm auflegen</li><li>- luftleere Manschette in passender Breite (ca.40% des Oberarmumfangs oder Tabelle benutzen)</li><li>- fest um den unbekleideten Oberarm (2 Finger dürfen zw. Arm u. Manschette passen) legen</li><li>- Kennzeichnung der Manschette (wenn vorhanden) richtig platzieren</li><li>- ca. 2,5 cm oberhalb der Ellenbeuge in Herzhöhe legen</li><li>- Radialispuls aufsuchen (evtl. auch Brachialis puls in der Ellenbeuge)</li><li>- zügig aufpumpen bis 30 mm Hg über Verschwinden des Radialispulses</li><li>- Stethoskop an der ulnaren Seite der Ellenbeuge anlegen</li><li>- Luft langsam (2-3 mm Hg/s) ablassen</li><li>- systolischen und diastolischen Wert dokumentieren (bei falschem Wert maximal halbe Punktzahl)</li></ul>
------------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

504

<b>504</b>	Demonstration einer hygienischen Händedesinfektion (bei Fehler mind. 2 Punkte Abzug bis 0P)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schmuck entfernen, kein Nagellack und künstliche Fingernägel</li><li>- Desinfektionsmittel einem Wandspender durch Druck mit Ellenbogen entnehmen</li><li>- Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten, z. B. trockene Hände 30 s mit Händedesinfektionsmittel einreiben, dabei Daumen, Zwischenfingerräume, Nagelbette, Fingerkuppen, Handflächen und Handgelenke nicht vergessen</li><li>- lufttrocknen lassen</li></ul>
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106

<b>106</b>	i.v. – Blutentnahme (Flächendesinfektion bereits erfolgt) Bei Auswahl eines falschen Röhrchens 2P Abzug	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keimarme Handschuhe anziehen (sofort nach Desinfektion)</li> <li>- Pat. sitzt oder liegt</li> <li>- Arm auf Polster lagern</li> <li>- Stauschlauch anlegen</li> <li>- fachgerechtes Stauen (Radialispuls tastbar)</li> <li>- Vene palpieren</li> <li>- desinfizieren, Einwirkdauer bis trocken</li> <li>- beim Einstich Anschliff nach oben</li> <li>- Stauung lösen, sobald Blut fließt</li> <li>- richtiges Röhrrchen verwenden, Röhrrcheninhalt durch Schwenken mischen (Nativröhrrchen immer vor Röhrrchen mit Additiva abnehmen)</li> <li>- Kanüle entfernen</li> <li>- Patienten auffordern, mit keimarmem Tupfer einige Minuten Druck auszuüben</li> <li>- Kanüle fachgerecht entsorgen (Kanülenbox)</li> <li>- Pflaster aufkleben (Pflasterallergie?)</li> </ul>
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

829

<b>829</b>	Blutversand mit Laborüberweisung Laborgemeinschaft (Muster 10A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kurativ/präventiv</li> <li>- Geschlecht</li> <li>- Diagnose</li> <li>- Barcode</li> <li>- Abnahmedatum</li> <li>- Abnahmezeit</li> <li>- Auftrag/Aufträge codieren</li> <li>- ggf. Unfallfolgen</li> <li>- ggf. „Befund eilt“</li> <li>- Eintrag ins Laborbuch</li> <li>- Handschuhe anziehen</li> <li>- Material bruch- und auslaufsicher verpacken bzw. bereitstellen</li> </ul>
------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

801

<b>801</b>	Urinprobe gewinnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschriften des Bechers</li> <li>- Erklären der Gewinnung von Mittelstrahlurin (verständliche Wortwahl beachten):</li> <li>- Becher nicht von innen berühren</li> <li>- Genitale säubern</li> <li>- erste Harnmenge in die Toilette laufen lassen (Harnstrahl nicht unterbrechen)</li> <li>- zweite folgende Portion auffangen</li> <li>- letzte Portion in die Toilette laufen lassen</li> </ul>
------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

802

<b>802</b>	Sedimentherstellung (Zentrifugieren / Dekantieren)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handschuhe anziehen</li> <li>- Sammelgefäß aufschütteln</li> <li>- spitzes Zentrifugenröhrchen (Sedimentröhrchen) beschriften, bis fingerbreit unter den Rand befüllen.</li> <li>- mit Gegengewicht in die Zentrifuge stellen, austarieren, Deckel schließen</li> <li>- Zeit (5 min)</li> <li>- Umdrehungszahl einstellen (ca. 2000 U)</li> <li>- Überstand zügig abgießen</li> </ul>
------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

803

<b>803</b>	Sediment – Präparatanfertigung aus zentrifugiertem Urin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handschuhe</li> <li>- Überstand zügig abgießen</li> <li>- Bodensatz gut aufschütteln</li> <li>- Übertragung auf einen sauberen Objektträger mithilfe der Ecke eines Deckglases</li> <li>- gleichmäßige Verteilung unter dem Deckglas ohne Luftblasen und Überlaufen</li> </ul>
------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890

<b>890</b>	Aufräumen des Arbeitsplatzes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ggf. Kanülen oder Lanzetten in Abwurfbehälter entsorgen</li> <li>- kontaminiertes Material nach LAGA – Richtlinien entsorgen</li> <li>- Zurückstellen verwendeter Gegenstände</li> <li>- Flächendesinfektion</li> </ul>
------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150

<b>150</b>	Sonografie vorbereiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patienten mit Namen (ohne Untersuchungsart zu nennen) aufrufen</li> <li>- Raum (evtl. abdunkeln), Liege und Gerät vorbereiten</li> <li>- Kontaktgel</li> <li>- Zellstoff zum Entfernen des Gels</li> </ul>
------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V43g

<b>V43g</b>	Formular – Überweisungsschein (Muster 6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ankreuzen: kurativ oder präventiv</li> <li>- Quartal</li> <li>- Geschlecht</li> <li>- Überweisung an ....</li> <li>- Art der Überweisung</li> <li>- Auftrag oder (Verdachts-)Diagnose</li> <li>- Stempel und Unterschrift</li> </ul>
-------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## V43c

<b>V43c</b>	Formular – Rezept ohne Zusatz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ankreuzen: gebührenfrei oder gebührenpflichtig</li> <li>- Stückzahl</li> <li>- Dosierungsanweisungen übernehmen bzw. Dj</li> <li>- entwerten</li> <li>- Stempel und Unterschrift</li> <li>- Status</li> </ul>
-------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## K37

<b>K37</b>	Verabschiedung Patient	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ist der Patient mit allem versorgt?</li> <li>- hat er/sie alle Informationen? (z. B. neuer Termin)</li> <li>- Genesungswünsche</li> <li>- Gruß</li> </ul>
------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 751

<b>751</b>	Dokumentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datum</li> <li>- Diagnosen</li> <li>- Untersuchungen mit Ergebnis</li> <li>- therapeutische Maßnahmen</li> <li>- ausgestellte Formulare</li> <li>- Sonstiges</li> </ul> Punktzahl fallabhängig
------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 750

<b>750</b>	Abrechnung	Falsche Ziffern ergeben keinen Punkt, zusätzliche Ziffern je ein P Abzug bis minimal 0P pro Tag
------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

## V05

<b>V05</b>	Versendung von Post aus der Praxis	4 Versendungsformen zuordnen anhand von vorgegebenen Sendungen mit Postgebührenheft mit Begründung (z. B. Einschreiben, Rückschein, Eigenhändig, Express, Paket, Päckchen, unter Berücksichtigung von Kosten- und Sicherheitsaspekten, aber ohne genaue Gebührenberechnung, da diese häufigen Änderungen unterliegen! z. B.: Arzt verschickt seine Seminarunterlagen per Post (DIN A 4, 300 g). Er möchte einen Nachweis, dass die Unterlagen bei der Kongressleitung angekommen sind. (= Großbrief, Einschreiben, Rückschein)
------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## K44

<b>K44</b>	Kommunikation englischsprachiger Patient als Notfall	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Englisch sprechen</li> <li>- Begrüßung</li> <li>- Situation erfassen</li> <li>- Empathie zeigen</li> <li>- Versorgung durch den Arzt veranlassen</li> </ul>
------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------